

CONSEILS D'UTILISATION

AVANT

- Vérifier que l'emballage ait été correctement assemblé
- Poser l'emballage sur une surface plane et rigide, à l'abri de la chaleur, dans un endroit ventilé.


PENDANT

- Ne jamais laisser l'emballage à portée des enfants (avant utilisation)
- Ne pas forcer pour introduire un déchet
- Ne jamais introduire tout ou partie de la main dans l'emballage (pendant utilisation)
- Vérifier visuellement que les déchets sont bien tombés au fond de la boîte
- Introduire les déchets piquants, coupants, tranchants, par la partie dangereuse en premier (visuel)
 - Respecter le niveau de remplissage
 - Activer la fermeture temporaire après chaque usage

APRES

- L'emballage est plein lorsque la limite de remplissage est atteinte (après utilisation)
 - Activer la fermeture définitive
- Assurez-vous de la présence du code sur la boîte avant de réaliser votre dépôt au Point CONTAINOR®

ATTENTION :
NE JAMAIS RECAPUCHONNER
UNE AIGUILLE !



ESPACE INCOM
250, route de Tiragon
06370 Mouans-Sartoux



Pôle Azur Provence - 57 av Pierre Séward
BP 91015 - 06131 Grasse cedex
www.poleazurprovence.com
04.97.05.22.00

Communauté d'agglomération Pôle Azur Provence
Collecte de déchets de soins
(DASRI)



Vous êtes en

auto-traitement?

**Vous avez besoin d'éliminer vos seringues, aiguilles,
et autres déchets médicaux ?
Contactez votre communauté d'agglomération**



